

EZ-PEC™



抗菌有効性・防腐剤有効性試験用

EZ-PEC™は、抗菌有効性や防腐剤有効性を試験するキットで、1.0ml 当たりの試験対象当たり、1.0E+0.5 から 1.0E+0.6CFU の懸濁液を調整することができます。

ラベルを剥がして、作成文書などに添付することができます。

保管温度： 2～8℃

EZ-PEC™セット内訳

- 単一微生物凍結乾燥ペレット： 20 ペレット
- 水和液： 2.0 mL x 10 バイアル

EZ-PEC™製品リスト

品番	属種
0392-PEC	<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC® 16404™*
0486-PEC	<i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>spizizenii</i> ATCC® 6633™*
0443-PEC	<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231™*
0483-PEC	<i>Escherichia coli</i> ATCC® 8739™*
0581-PEC	<i>Escherichia coli</i> NCIMB 8545
0484-PEC	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*
0485-PEC	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC® 6538™*

ATCC Licensed
Derivative®

* ATCC Licensed Derivative®のロゴ、マーク、ATCC のカタログマークは、ATCC の登録商標です。
Microbiologics, Inc. は これらの商標の使用と、ATCC® カルチャーから派生した製品販売の許諾を受けています。

* Microbiologics® は、Microbiologics, Inc. Saint Cloud, Minnesota の登録商標です。

* EZ-Accu Shot™、EZ-Accu Shot™ Select、EZ-CFU™、EZ-CFU™ One Step は、アメリカ合衆国及び他各国で、Microbiologics, Inc. の商標です。