

EZ-PEC™



抗菌有効性・防腐剤有効性試験用

EZ-PEC™は、抗菌有効性や防腐剤有効性を試験するキットで、1.0ml 当たりの試験対象当たり、 $1.0E+0.5$ から $1.0E+0.6$ CFU の懸濁液を調整することができます。
ラベルを剥がして、作成文書などに添付することができます。

保管温度: 2~8℃

EZ-PEC™セット内訳

- 単一微生物凍結乾燥ペレット: 20 ペレット
- 水和液 : 2.0 mL x 10 バイアル

EZ-PEC™製品リスト

品番	属種
0360-PEC	Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC® 25923™
0363-PEC	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium derived from ATCC® 14028™
0392-PEC	Aspergillus brasiliensis derived from ATCC® 16404™
0443-PEC	Candida albicans derived from ATCC® 10231™
0483-PEC	Escherichia coli derived from ATCC® 8739™
0484-PEC	Pseudomonas paraeruginosa derived from ATCC® 9027™
0485-PEC	Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC® 6538™
0486-PEC	Bacillus spizizenii derived from ATCC® 6633™
0488-PEC	Burkholderia cepacia derived from ATCC® 25416™

ATCC Licensed
Derivative

* ATCC Licensed Derivative®のロゴ、マーク、ATCC のカタログマークは、ATCC の登録商標です。
Microbiologics, Inc. は これらの商標の使用と、ATCC® カルチャーから派生した製品販売の許諾を受けています。

* Microbiologics® は、Microbiologics, Inc. Saint Cloud, Minnesota の登録商標です。

* EZ-Accu Shot™、EZ-Accu Shot™ Select、EZ-CFU™、EZ-CFU™ One Step は、アメリカ合衆国及びその他各国で、Microbiologics, Inc. の商標です。



エンバイオ株式会社
<http://www.enbio-japan.co.jp>