



培地性能試験用

EZ-Accu Shot™は、培地性能試験用に調整された標準微生物菌株で、EP/USP/JP に推奨されている 10~100 CFU/0.1 mL の定量的懸濁液を短時間で、簡単に調整できる凍結保存品です。調整後 8 時間安定しているため、品質検査のスケジュール管理の効率性、柔軟性が向上します。1.2 mL の懸濁液は 10 回接種可能です。EZ-Accu Shot™の微生物は参照より 4 継代以内です。ラベルを剥がして、作成文書などに添付することができます。

保管温度: 2~8℃

EZ-Accu Shot™セット内訳

- 単一微生物凍結乾燥ペレット: 1 ペレット x 5 バイアル
- 水和液 : 1.2mL x 5 バイアル

EZ-Accu Shot™製品リスト

品番	属種
01090A	Lactobacillus rhamnosus derived from ATCC® 53103™
01269A	Burkholderia cenocepacia derived from ATCC® BAA-245™
01270A	Burkholderia multivorans derived from ATCC® BAA-247™
01272A	Lactobacillus johnsonii derived from ATCC® 11506™
0170A	Cutibacterium acnes derived from ATCC® 6919™
0178A	Penicillium chrysogenum derived from ATCC® 10106™
0233A	Lactobacillus rhamnosus derived from ATCC® 7469™
0242A	Micrococcus luteus derived from ATCC® 4698™
0306A	Klebsiella aerogenes derived from ATCC® 13048™
0317A	Clostridium sporogenes derived from ATCC® 19404™
0323A	Enterobacter cloacae subsp. cloacae derived from ATCC® 13047™
0335A	Escherichia coli ATCC® 25922™
0353A	Pseudomonas aeruginosa derived from ATCC® 27853™
0356A	Shigella flexneri (2b) derived from ATCC® 12022™
0360A	Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC® 25923™
0363A	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium derived from ATCC® 14028™
0366A	Enterococcus faecalis derived from ATCC® 29212™
0371A	Staphylococcus epidermidis derived from ATCC® 12228™
0392A	Aspergillus brasiliensis derived from ATCC® 16404™
0419A	Cutibacterium acnes derived from ATCC® 11827™
0421A	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium derived from ATCC® 13311™
0440A	Proteus mirabilis derived from ATCC® 12453™
0442A	Trichophyton interdigitale derived from ATCC® 9533™
0443A	Candida albicans derived from ATCC® 10231™
0483A	Escherichia coli derived from ATCC® 8739™
0484A	Pseudomonas paraaeruginosa derived from ATCC® 9027™
0485A	Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC® 6538™

品番	属種
0486A	Bacillus spizizenii derived from ATCC® 6633™
0487A	Clostridium sporogenes derived from ATCC® 11437™
0488A	Burkholderia cepacia derived from ATCC® 25416™
0650A	Enterococcus hirae derived from ATCC® 8043™
0672A	Candida albicans derived from ATCC® 26790™
0680A	Escherichia coli derived from ATCC® 10536™
0681A	Escherichia coli derived from ATCC® 11229™
0688A	Kocuria rhizophila derived from ATCC® 9341™
0699A	Saccharomyces cerevisiae derived from ATCC® 9763™
0813A	Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™
0827A	Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC® 6538P™
0871A	Geobacillus stearothermophilus derived from ATCC® 7953™
0872A	Geobacillus stearothermophilus derived from ATCC® 12980™
0890A	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony derived from NCTC 6017
0901A	Salmonella enterica subsp. arizonae derived from ATCC® 13314™
0902A	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis derived from ATCC® 10708™
0957A	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae derived from ATCC® 33495™
0998A	Bacillus cereus derived from ATCC® 10876™



* ATCC Licensed Derivative®のロゴ、マーク、ATCC のカタログマークは、ATCC の登録商標です。
Microbiologics, Inc. は これらの商標の使用と、ATCC® カルチャーから派生した製品販売の許諾を受けています。

* Microbiologics® は、Microbiologics, Inc. Saint Cloud, Minnesota の登録商標です。

* EZ-Accu Shot™、EZ-Accu Shot™ Select、EZ-CFU™、EZ-CFU™ One Step は、アメリカ合衆国及びその他各国で、Microbiologics, Inc. の商標です。



エンバイオ株式会社
<http://www.enbio-japan.co.jp>