



培地性能試験用

EZ-Accu Shot™は、培地性能試験用に調整された標準微生物菌株で、EP/USP/JPに推奨されている 10～100 CFU/0.1 mL の定量的懸濁液を短時間で、簡単に調整できる凍結保存品です。

調整後 8 時間安定しているため、品質検査のスケジュール管理の効率性、柔軟性が向上します。1.2 mL の懸濁液は 10 回接種可能です。

EZ-Accu Shot™の微生物は参照より 4 継代以内ですラベルを剥がして、作成文書などに添付することができます。

保管温度: 2～8℃

EZ-Accu Shot™セット内訳

- 単一微生物凍結乾燥ペレット: 1 ペレット x 5 バイアル
- 水和液 : 1.2mL x 5 バイアル

EZ-Accu Shot™製品リスト

品番	属種
0392A	<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC® 16404™*
0998A	<i>Bacillus cereus</i> ATCC® 10876™*
0486A	<i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>spizizenii</i> ATCC® 6633™*
01092A	<i>Bifidobacterium animalis</i> subsp. <i>animalis</i> ATCC® 25527™*
0443A	<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231™*
0487A	<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC® 11437™*
0317A	<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC® 19404™*
0306A	<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC® 13048™*
0366A	<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC® 29212™*
0483A	<i>Escherichia coli</i> ATCC® 8739™*
0688A	<i>Kocuria rhizophila</i> ATCC® 9341™*
01090A	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> ATCC® 53103™*
0419A	<i>Propionibacterium acnes</i> ATCC® 11827™*
0484A	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027™*
0699A	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC® 9763™*
0890A	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Abony</i> NCTC 6017
0902A	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Choleraesuis</i> ATCC® 10708™*
0360A	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC® 25923™*
0827A	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC® 6538P™*
0485A	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC® 6538™*
0371A	<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC® 12228™*

ATCC Licensed
Derivative

* ATCC Licensed Derivative®のロゴ、マーク、ATCC のカタログマークは、ATCC の登録商標です。
Microbiologics, Inc. は これらの商標の使用と、ATCC® カルチャーから派生した製品販売の許諾を受けています。

* Microbiologics® は、Microbiologics, Inc. Saint Cloud, Minnesota の登録商標です。

* EZ-Accu Shot™、EZ-Accu Shot™ Select、EZ-CFU™、EZ-CFU™ One Step は、アメリカ合衆国及びその他各国で、Microbiologics, Inc. の商標です。

