

## EZ-Accu Shot™ Select

### 培地性能試験用

EZ-Accu Shot™ Select は、EZ-Accu Shot™同様の標準菌株で、基本必要な6菌株がセットになった製品です。

EZ-Accu Shot™ Select の微生物は参照より4継代以内ですラベルを剥がして、作作文書などに添付することができます。

保管温度： 2～8℃

### EZ-Accu Shot™ Select セット内訳

- 6種類の微生物 :各1バイアル(1凍結乾燥ペレット/バイアル)  
*Aspergillus brasiliensis* ATCC® 16404™\*  
*Bacillus subtilis subsp. spizizenii* ATCC® 6633™\*  
*Candida albicans* ATCC® 10231™\*  
*Escherichia coli* ATCC® 8739™\*  
*Pseudomonas aeruginosa* ATCC® 9027™\*  
*Staphylococcus aureus subsp. aureus* ATCC® 6538™\*
- 水和液 : 1.2 mL x 5 バイアル



特 徴	メリット
微生物株と水和液のセット	時間と費用が節約できます。
簡単な溶解、プレインキュベーション不要	ほとんど調整時間が必要ありません。
1 ペレット/バイアル	ピンセット不要。コンタミネーションリスクの低減
競合製品と比べ安価	低コスト、経済的
8時間以内安定	時間延長など、試験を柔軟に実施可能
正確な CFU 数	お客様の信頼を増加させます。
凍結保存の必要なし	簡単な保存と輸送ではドライアイス不要
オンライン試験成績書	表現型試験、肉眼試験、顕微鏡試験結果
リファレンスカルチャーがトレース可能	USP 推奨、確実な品質
製品の保証	お客様の信頼度の向上。

## EZ-Accu Shot™ Select

品 番	品 名
8172	EZ-Accu Shot™ Select

ATCC Licensed  
Derivative<sup>®</sup>

\* ATCC Licensed Derivative<sup>®</sup>のロゴ、マーク、ATCC のカタログマークは、ATCC の登録商標です。  
Microbiologics, Inc. は これらの商標の使用と、ATCC<sup>®</sup> カルチャーから派生した製品販売の許諾を受けています。

\* Microbiologics<sup>®</sup> は、Microbiologics, Inc. Saint Cloud, Minnesota の登録商標です。

\* EZ-Accu Shot™、EZ-Accu Shot™ Select、EZ-CFU™、EZ-CFU™ One Step は、アメリカ合衆国及びその他各国で、Microbiologics, Inc. の商標です。

